



PRIMA DIGITAL

Une meilleure adéquation avec les fraiseuses Roland, vhf, Wieland et Amann Girrbach.

À la suite du succès du lancement de la gamme « Fit for Roland » en mars 2018 et des commentaires extraordinairement positifs d'utilisateurs convertis, de testeurs indépendants comme de chercheurs universitaires, nous avons étendu notre offre. Nous sommes fiers de mettre sur le marché les gammes revêtues et non revêtues destinées aux machines vhf, Wieland et Amann Girrbach.

Si vous souhaitez discuter avec Prima Digital de la possibilité de devenir partenaire de distribution, envoyez un email à sales@primadigital.com ou visitez notre site Web www.primadigital.com



Roland

Diamètre - tête	Ø0.6mm	Ø1mm	Ø2mm	Ø0.6mm	Ø1mm	Ø2mm
Traitement	Revêtu	Revêtu	Revêtu	Non revêtu	Non revêtu	Non revêtu
Diamètre - corps	Ø4mm	Ø4mm	Ø4mm	Ø4mm	Ø4mm	Ø4mm
Longueur - tête	7mm	10mm	15mm	7mm	10mm	15mm
Longueur - tête et col	13mm	15.5mm	19.5mm	13mm	15.5mm	19.5mm
Longueur totale	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
Code du produit	WZRBN006XXDRL025	WZRBN010XXDRL025	WZRBN020XXDRL025	WZRBN006XXURL025	WZRBN010XXURL025	WZRBN020XXURL025

vhf

CirClip présent sur toutes les fraises

Diamètre - tête	Ø0.6mm	Ø1mm	Ø2mm	Ø0.6mm	Ø1mm	Ø2mm
Traitement	Revêtu	Revêtu	Revêtu	Non revêtu	Non revêtu	Non revêtu
Diamètre - corps	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm
Longueur - tête	3mm	16mm	16mm	3mm	16mm	16mm
Longueur - tête et col	9.5mm	18mm	18mm	9.5mm	18mm	18mm
Longueur totale	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm
Code du produit	WZRBN006XPDVL025	WZRBN010XPDVL025	WZRBN020XPDVL025	WZRBN006XPUVF025	WZRBN010XPUVF025	WZRBN020XPUVF025

Amann Girrbach

Diamètre - tête	Ø0.6mm	Ø1mm	Ø2.5mm	Ø0.6mm	Ø1mm	Ø2.5mm
Traitement	Revêtu	Revêtu	Revêtu	Non revêtu	Non revêtu	Non revêtu
Diamètre - corps	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm
Longueur - tête	10mm	16mm	17.5mm	10mm	16mm	17.5mm
Longueur - tête et col	13mm	19mm	19mm	13mm	19mm	19mm
Longueur totale	47mm	47mm	47mm	47mm	47mm	47mm
Code du produit	WZRBN006XWDAG025	WZRBN010XWDAG025	WZRBN025XWDAG025	WZRBN006XWUAG025	WZRBN010XWUAG025	WZRBN025XWUAG025

Wieland

CirClip présent sur toutes les fraises

Diamètre - tête	Ø0.6mm	Ø0.7mm	Ø1mm	Ø2mm	Ø2.5mm	Ø0.6mm	Ø0.7mm	Ø1mm	Ø2mm	Ø2.5mm
Traitement	Revêtu	Revêtu	Revêtu	Revêtu	Revêtu	Non revêtu	Non revêtu	Non revêtu	Non revêtu	Non revêtu
Diamètre - corps	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm	Ø3mm
Longueur - tête	3mm	3mm	16mm	16mm	20mm	3mm	3mm	16mm	16mm	20mm
Longueur - tête et col	9.5mm	9.5mm	18mm	18mm	20.75mm	9.5mm	9.5mm	18mm	18mm	20.75mm
Longueur totale	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm
Code du produit	WZRBN006PDWL025	WZRBN010XPDWL025	WZRBN020XPDWL025	WZRBN020XPDWL025	WZRBN025XPDWL025	WZRBN006XPUWL025	WZRBN010XPUWL025	WZRBN020XPUWL025	WZRBN020XPUWL025	WZRBN025XPUWL025

